


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd71 Humano Conjugado A Apc/Cianina7 Para Fc - P02786

Número do item: CM0011293



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC/Cianina7 direcionado ao CD71 humano (TFRC, T9, TR, TFR, p90, CD71, TFR1, TRFR). Adequado para detecção por citometria de fluxo do receptor de transferrina 1 em amostras humanas. Peso molecular aproximado de 85 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD71 Humano APC/Cianina7
Observações/Apelido	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7037
GeneID	7037
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-250 do CD71 humano (NP_003225.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02786
Peso Proteico	85 kDa
Envio	Em saco de gelo