

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Egfr Humano Conjugado Com Apc/Cyanine7 Para Fc - P00533

Número do item: CM0009425



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanine7 contra o EGFR humano (HER1/ErbB-1). Validado para citometria de fluxo, permitindo a detecção precisa do EGFR na superfície celular em estudos de oncologia e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-EGFR Humano APC/Cyanine7
Observações/Apelido	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 335-525 do EGFR humano (NP_005219.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso Proteico	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Envio	Bolsa de gelo