

Anticorpo Monoclonal Apc/Cyanine7 De Coelho Anti-Ifn-Gama Humano Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P01579

Número do item: CM0008129



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanine7, direcionado contra o IFN-gama humano. Adequado para citometria de fluxo intracelular, auxilia pesquisas sobre resposta imune, defesa antiviral e imunoterapia. Validado com um imunógeno que abrange os aminoácidos 24-166.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC/Cyanine7 de Coelho Anti-IFN-gama Humano
Observações/Alias	IFG; IFI; IMD69
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3458
ID do Gene	3458
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-166 do IFN-gama humano (NP_000610.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo