

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Tim-3/Havcr2 Conjugado A Apc/Cyanine7 Para Citometria De Fluxo - Q8Tdq0

Número do item: CM0010165



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC/Cyanine7 específico para TIM-3/HAVCR2 humano, um importante receptor de ponto de verificação imunológica. Projetado para citometria de fluxo. Reage cruzadamente com humano. Ideal para pesquisa em imunologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano TIM-3/HAVCR2 APC/Cyanine7
Observações/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	84868
GeneID	84868
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-200 do TIM-3/HAVCR2 humano (NP_116171.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ0
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de Gelo