


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco Cd14 Conjugado Com Apc/Cianina7 Para Fc - P08571

Número do item: CM0009023



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cianina7 direcionado ao CD14 (humano/macaco). Validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para estudar a imunidade inata, sinalização de LPS e biologia de monócitos/macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC/Cianina7 Coelho anti-Humano/Macaco CD14 mAb
Observações/Apelido	CD14
Espécie	Humano
GeneID (humano)	929
GeneID	929
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo