

Mab De Coelho Anti-Cd19 Humano/De Macaco Apc/Cyanine7 Para Citometria De Fluxo - Cd19

Número do item: CM0008488

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanine7, direcionado ao CD19 humano e do macaco-cinomorfo. Validado especificamente para aplicações de citometria de fluxo (FC). Ideal para imunofenotipagem de células B em pesquisas imunológicas e diagnósticas. Reatividade cruzada com humanos e macacos-cinomorfos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD19 humano/de macaco APC/Cyanine7
Espécies	Humano, Macaco
ID do gene (humano)	930
ID do gene (macaco-cinomorfo)	102145514
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-292 do CD19 de macaco.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano, Macaco-cinomorfo
Peso da proteína	63 kDa
Envio	Em bolsa de gelo