

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd25 Humano/ Macaco Apc/Cyanine7 Para Fc - P01589

Número do item: CM0009288



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanine7, dirigido contra CD25 humano e de macaco cynomolgus (receptor alfa da interleucina-2, p55). Desenvolvido para aplicações de citometria de fluxo em estudos de regulação imunitária, incluindo investigação de células T reguladoras (Treg). Recomenda-se a validação específica de cada lote.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD25 humano/macaco APC/Cyanine7
Observações/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3559
GeneID	3559
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-213 do CD25 humano (NP_000408.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01589
Peso da Proteína	31 kDa
Envio	Em saco de gelo