


APC/Cianina7 Coelho Anti-Humano/Macaco Cd38 Polymab® - P28907

Número do item: CM0008964



introdução

Anticorpo monoclonal (PolymAb®) de coelho anti-humano/macaco CD38 conjugado com APC/Cianina7 para citometria de fluxo. Detecta CD38 em modelos humanos e de macaco-cinomolgo. Ideal para perfilagem de células imunológicas e pesquisa de CD38.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC/Cianina7 Coelho anti-Humano/Macaco CD38 PolymAb®
Observações/Apelido	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	952
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (P28907)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco-cinomolgo
SWISS	P28907
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo