

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano/Macaco Cd4 Conjugado Com Apc/Cianina7 Para Fc - P01730

Número do item: CM0012198



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cianina7, direcionado ao CD4 humano e de cinomolgo, validado para citometria de fluxo. Permite a identificação de células T auxiliares e aplicações em pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC/Cianina7 Coelho anti-Humano/Macaco CD4 mAb
Observações/Apelido	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	920
GeneID	920
Imunógeno	Proteína recombinante do CD4 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo