


Anticorpo Monoclonal Apc/Cianina7 Coelho Anti-Humano/Macaco Cd8A Para Citometria De Fluxo - P01732

Número do item: CM0012747



introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD8a de coelho conjugado com APC/Cianina7 validado para citometria de fluxo. Reconhece CD8a humano e de macaco cynomolgo; apoia a pesquisa de linfócitos T e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC/Cianina7 Coelho anti-Humano/Macaco CD8a
Observações/Apelido	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Espécie Alvo	Humano
ID do Gene (Humano)	925
ID do Gene	925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-182 do CD8a humano (NP_001759.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P01732
Peso da Proteína	21kDa/25kDa/30kDa
Envio	Bolsa de gelo