


Anticorpo Monoclonal Coelho Apc/Cianina7 Anti-Igd Humano/Macaco Para Citometria De Fluxo - P01880

Número do item: CM0008027



introdução

Anticorpo monoclonal coelho conjugado com APC/Cianina7 direcionado à cadeia delta da imunoglobulina de humanos e macacos cynomolgus para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem de células B e estudos de imunidade humoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho APC/Cianina7 anti-IgD humano/macaco
Observações/Alias	Cadeia delta constante pesada de imunoglobulina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3495
GeneID	3495
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-384 do IgD humano.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01880
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo