


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd11B De Camundongo Apc/Cyanine7 Para Citometria De Fluxo - P05555

Número do item: CM0010218



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanine7 contra CD11b (integrina alfa-M) de camundongo para citometria de fluxo. Reconhece a proteína CD11b de camundongo, um receptor de adesão leucocitária. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-CD11b de camundongo APC/Cyanine7
Observações/Apelidos	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3684
GeneID	16409
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 143-337 da CD11b de camundongo (NP_032427.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05555
Peso Proteico	127kDa
Transporte	Bolsa de gelo