

Anticorpo Monoclonal De Coelho Apc/Cyanine7 Anti-Cd19 De Camundongo Para Fc - P25918

Número do item: CM0008308

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho anti-CD19 de camundongo conjugado com APC/Cyanine7 destina-se à detecção por citometria de fluxo do CD19 de camundongo, um marcador de linhagem de células B. Ideal para imunofenotipagem e estudos imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho APC/Cyanine7 anti-CD19 de Camundongo
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	930
ID do Gene (Camundongo)	12478
Imunógeno	Proteína recombinante de CD19 de camundongo.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P25918
Peso Proteico	60kDa
Transporte	Saco de gelo