

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd25 Conjugado Com Apc/Cianina7 Para Citometria De Fluxo - P01590

Número do item: CM0004646

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cianina7 direcionado ao CD25 de camundongo (IL-2RA, p55). Validado para citometria de fluxo. Este reagente permite a detecção precisa do CD25 de superfície celular em células imunes murinas, apoiando pesquisas sobre tolerância imune e biologia de células T reguladoras (Treg).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC/Cianina7 Coelho anti-Mouse CD25 mAb
Observações/Apelido	CD25; Il2r; Ly-43
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3559
GeneID	16184
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-236 do CD25 de camundongo (NP_032393.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01590
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo