

Anticorpo Monoclonal Apc/Cianina7 Coelho Anti-Mouse Cd34 Para Fc - Q64314

Número do item: CM0010462

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cianina7 contra CD34 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar células progenitoras hematopoiéticas e adesão de células-tronco em modelos de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC/Cianina7 Coelho anti-Mouse CD34
Observações/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	947
GeneID	12490
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-287 do CD34 de camundongo (NP_598415.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q64314
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo