


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd44 Apc/Cianina7 Para Citometria De Fluxo - P15379

Número do item: CM0004622



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cianina7 dirigido ao CD44 de camundongo (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Validado para citometria de fluxo. Reage com camundongo. Peso molecular previsto de 85 kDa. UniProt P15379.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho anti-mouse CD44 APC/Cianina7
Observações/Apelidos	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	960
GeneID	12505
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-176 do CD44 de camundongo (NP_033981.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15379
Peso Molecular da Proteína	85 kDa
Envio	Bolsa de gelo