

APC/Cyanine7 Coelho Anti-Mouse Cd8A Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P01731

Número do item: CM0005535



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanine7 contra CD8a de camundongo (Ly-2/Lyt-2) para citometria de fluxo. Reconhece o co-receptor de células T de 27 kDa; validado para detecção de CD8a de camundongo em FC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC/Cyanine7 Coelho anti-Mouse CD8a mAb
Observações/Apelido	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	941
GeneID	12525
Imunógeno	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-196 do CD8a de camundongo (NP_001074579.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01731
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco com gelo