

Apc/Cyanine7 Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd90.2 Para Citometria De Fluxo - P01831

Número do item: CM0007782

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cyanine7 direcionado ao CD90.2 de camundongo (Thy-1), validado para citometria de fluxo. Glicoproteína de membrana ancorada por GPI envolvida em interações celulares. Ideal para pesquisas imunológicas e de neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	APC/Cyanine7 Coelho anti-Mouse CD90.2 mAb
Observações/Apelido	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	7070
ID do Gene	21838
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintetizado derivado do CD90.2 de camundongo
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01831
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo