

Anticorpo Monoclonal Anti-Igd De Pnh Coelho - Igd De Macaco Cynomolgo Apc/Cianina7

Número do item: CM0005941

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC/Cianina7 tem como alvo a cadeia pesada delta da imunoglobulina de primatas não humanos (PNH) e é destinado à citometria de fluxo (CF). Ele apresenta reatividade cruzada com IgD de macaco cynomolgo e macaco rhesus, apoiando a análise de células imunes em modelos de pesquisa com primatas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-IgD PNH Coelho APC/Cianina7 mAb
Espécie	Macaco cynomolgo
Imunógeno	Proteína recombinante da cadeia pesada delta da imunoglobulina de macaco cynomolgo
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Cynomolgo, Rhesus
Envio	Bolsa de gelo