

Apc/Cianina7 Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Mouse Cd45R/B220 Para Fc - P06800

Número do item: CM0005313

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com APC/Cianina7 que visa o CD45R/B220 de camundongo. Validado para citometria de fluxo, detecta a proteína tirosina-fosfatase C de tipo receptor (CD45) envolvida na ativação de células T e na sinalização da sinapse imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC/Cianina7 Rato anti-Mouse CD45R/B220 mAb
Observações/Apelido	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	5788
GeneID	19264/5788
Imunógeno	Proteína recombinante de CD45R/B220 de camundongo
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso da Proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Envio	Saco com gelo