


Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Mhc De Classe Ii (I-A/I-E) De Murganho Conjugado Com Apc/Cyanine7 Para Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número do item: CM0010101



introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com APC/Cyanine7 direcionado ao MHC de Classe II (I-A/I-E) de murganho para aplicações de citometria de fluxo em investigação imunológica e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico. Reage com múltiplos haplótipos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de rato anti-MHC de Classe II (I-A/I-E) de murganho conjugado com APC/Cyanine7
Observações/Alíase	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Espécie	Murganho
GeneID	14969, 14961, 381091, 14960
Imunogénio	Proteína recombinante de MHC de Classe II (I-A/I-E) de murganho
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Murganho
SWISS	P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435
Peso da Proteína	30kDa / 32kDa / 26kDa
Envio	Saco de gelo