


Apex1/Ape1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27695

Número do item: CM0002932



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-APEX1/APE1, validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade para humano, rato e rato. Adequado para estudos de reparo de DNA e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APEX1/APE1 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; APEX1/APE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	328
GeneID	328
Imunôgeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do APEX1/APE1 humano (P27695).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27695
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de Gelo