


Apoa1 Coelho Pab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02647

Número do item: CM0013002



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao APOA1 humano (Apolipoproteína A-I). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de transporte reverso de colesterol e doenças cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APOA1 Coelho pAb
Observações/Apelido	HPALP2; apo(a); APOA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	335
GeneID	335
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-267 do APOA1 humano (NP_000030.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02647
Peso Proteico	28kDa
Envio	Bolsa de Gelo