

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Apolipoproteína Ci Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02654

Número do item: CM0008449



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Apolipoproteína CI humana (APOC1), validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo lipídico e doenças cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb anti-Apolipoproteína CI de coelho                                      |
| Observações/Alias   | Apo-CI; ApoC-I; apo-CIB; apoC-IB; Apolipoproteína CI                       |
| Espécie             | Humana                                                                     |
| ID do Gene (Humano) | 341                                                                        |
| ID do Gene          | 341                                                                        |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético: Peptídeo sintetizado derivado de APOC1 humana (P02654) |
| Origem              | Coelho                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                     |
| Aplicação           | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                   |
| SWISS               | P02654                                                                     |
| Peso da Proteína    | 9 kDa                                                                      |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                              |