

Anticorpo Policlonal De Coelho Aprr3 Para Arabidopsis Thaliana (Wb, Elisa) - Aprr3 Rabbit Pab

Número do item: CM0019236

introdução

Anticorpo policlonal de coelho APRR3 produzido contra a proteína APRR3 recombinante de Arabidopsis thaliana. Validado para aplicações de Western blot e ELISA em pesquisas de ciências vegetais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	APRR3 Rabbit pAb
Observações/Alias	APRR3; MGO3.8; MGO3_8; regulador de pseudo-resposta 3
Espécie	Arabidopsis thaliana
ID do gene	836132
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 245-371 de APRR3 de Arabidopsis thaliana (NP_568919.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Arabidopsis thaliana
Envio	Bolsa de gelo