

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Aprr7 - Aprr7

Número do item: CM0019936

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra APRR7 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta especificamente o APRR7 (pseudo-regulador de resposta 7) de Arabidopsis thaliana. Ideal para pesquisa em sinalização vegetal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APRR7 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	APRR7; F9G14.120; F9G14_120; pseudo-regulador de resposta 7
Espécie	Arabidopsis thaliana
ID do Gene	831793
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 236-339 do APRR7 de Arabidopsis thaliana (NP_568107.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Arabidopsis thaliana
Envio	Bolsa de gelo