


Aqp5 Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55064

Número do item: CM0014877



introdução

A CamelBio oferece AQP5 pAb de coelho, um anticorpo policlonal direcionado à Aquaporina-5 humana (P55064) para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de transporte de água.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	AQP5 pAb de coelho
Observações/Apelido	PPKB; AQP-5; AQP5
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	362
ID do gene	362
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-265 da AQP5 humana (NP_001642.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P55064
Peso da proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo