

Ar-V7 Coelho Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - P10275-3

Número do item: CM0023357

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AR-V7 humano (variante de splicing do receptor de andrógeno) para WB, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo a isoforma constitutivamente ativa que carece do domínio de ligação ao ligante, 67 kDa. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AR-V7 Coelho pAb
Observações/Apelido	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSP1; NR3C4; SMAX1; HUMARA; AR-V7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	367
GeneID	367
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 544-644 do AR-V7 humano (NP_001334990.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10275-3
Peso Proteico	67kDa
Envio	Saco de gelo