

Arginase-1 Rabbit Mab Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61176

Número do item: CM0007929

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Arginase-1 de camundongo (Arg-1), validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar o ciclo da ureia, regulação imune e imunidade tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Arginase-1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AI; PGIF; Arg-1; Arginase-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	383
GeneID	11846
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da Arginase-1 de camundongo (NP_031508.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q61176
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo