


Arginase 2 (Arg2) Pab De Coelho Para Wb, Elisa - P78540

Número do item: CM0029867



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Arginase 2 (ARG2) para WB e ELISA; detecta humano, camundongo, rato. Imunógeno corresponde aos aminoácidos 270-354. Útil para pesquisa de metabolismo da arginina, regulação imunológica e mitocôndria.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Arginase 2 (ARG2) pAb de coelho
Observações/Apelido	ARG2; Arginase 2 (ARG2)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	384
GeneID	384
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 270-354 da Arginase 2 (ARG2) humana (NP_001163.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78540
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo