

Anticorpo Policlonal De Coelho Arhgap30 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z6I6

Número do item: CM0022792

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ARHGAP30 validado para WB, IF/ICC, ELISA em humanos e camundongos. Tem como alvo a proteína ativadora de GTPase Rho 30, uma GAP para RAC1 e RHOA. Imunogênio recombinante, fonte de coelho.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARHGAP30 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARHGAP30
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	257106
ID do Gene	257106
Imunogênio	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 485-585 do ARHGAP30 humano (NP_859071.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7Z6I6
Peso da Proteína	119kDa
Envio	Saco de gelo