

Anticorpo Policlonal De Coelho Arhgdib Para Wb, Ihc-P, Elisa - P52566

Número do item: CM0026016



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ARHGDIB humano (RhoGDI2/Ly-GDI). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta o alvo em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudar a sinalização de Rho GTPase e a dinâmica do citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARHGDIB Rabbit pAb
Observações/Apêndice	D4; GDIA2; GDID4; LYGDI; Ly-GDI; RAP1GN1; RhoGDI2; ARHGDIB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	397
GeneID	397
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-201 do ARHGDIB humano (NP_001166.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P52566
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo