

Anticorpo Policlonal De Coelho Arms2 Para Wb E Elisa - P0C7Q2

Número do item: CM0018136

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ARMS2 de alta qualidade validado para WB e ELISA, adequado para investigar a degeneração macular relacionada à idade e a expressão da proteína ARMS2 na retina e placenta humanas. Reage de forma cruzada com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARMS2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARMD8; ARMS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	387715
ID do Gene	387715
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-107 do ARMS2 humano (NP_001093137.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P0C7Q2
Peso Proteico	11kDa
Envio	Saco de Gelo