

Anticorpo Policlonal De Coelho Asb17 Para Wb E Elisa - Q8Wxj9

Número do item: CM0024179

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-ASB17 validado para aplicações WB e ELISA, com reatividade cruzada para Humano, Camundongo e Rato. Adequado para pesquisa da via ubiquitina-proteassoma no testículo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASB17 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Asb-17; ASB17
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	127247
GeneID	127247
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-130 da ASB17 humana (NP_543144.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WXJ9
Peso da Proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo