

## Ascl1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P50553

Número do item: CM0017556

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ASCL1 humano (homólogo de Achaete-scute 1), um fator de transcrição crucial para a diferenciação neuronal. Validado para Western blot (WB) e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Ascl1 pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | ASH1; HASH1; MASH1; bHLHa46; Ascl1                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (humano)     | 429                                                                                                                        |
| GeneID              | 429                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-236 do Ascl1 humano (NP_004307.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                           |
| SWISS               | P50553                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 25kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                              |