


Anticorpo Monoclonal De Coelho Asc/Tms1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q9Epb4

Número do item: CM0006294



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra ASC/TMS1 de camundongo (Pycard), validado para WB, IF, IHC e ELISA. Detecta ASC humano, de camundongo e rato; ideal para pesquisas sobre inflamassomos e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASC/TMS1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	Asc; TNS1; masc; CARD5; TMS-1; 9130417A21Rik; ASC/TMS1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	29108
GeneID	66824
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-93 do ASC/TMS1 de camundongo (NP_075747.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9EPB4
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo