


Anticorpo Policlonal De Coelho Asc/Tms1 Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q9U1z3

Número do item: CM0015998



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ASC/TMS1 (PYCARD). Confirmado para Western blot, imunofluorescência, IHC-P e ELISA. Detecta ASC/TMS1 humano, de camundongo e rato. Para pesquisa em apoptose, inflamossomo e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASC/TMS1 Rabbit pAb
Observações/Alias	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29108
ID do Gene	29108
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 50-195 do ASC/TMS1 humano (NP_037390.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULZ3
Peso Proteico	22kDa
Transporte	Bolsa de gelo