

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Asmt Para Wb, Elisa - P46597

Número do item: CM0018238



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ASMT humano (acetilserotonina O-metiltransferase), para aplicações de WB e ELISA. Ideal para investigar as vias de biossíntese da melatonina. Reage de forma cruzada com o antígeno humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASMT pAb de Coelho
Observações/Apelidos	ASMTY, HIOMT, HIOMTY, ASMT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	438
GeneID	438
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 76-298 da ASMT humana (NP_001164510.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P46597
Peso da Proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo