

Aspm Coelho Pab - Id Do Gene: 259266

Número do item: CM0022595

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ASPM (proteína associada à microcefalia do fuso anormal). Validado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa em neurodesenvolvimento e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ASPM Coelho pAb
Observações/Apelido	ASP; MCPH5; Calmbp1; ASPM
ID do Gene	259266
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 450-550 da ASPM humana (NP_060606.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Envio	Em saco de gelo