


Ass1 Pab De Coelho - P00966

Número do item: CM0022279



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ASS1 (argininosuccinato sintase) humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humanos, camundongos e ratos; adequado para pesquisa do ciclo da ureia e biossíntese de arginina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ASS1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ASS; CTLN1; ASS1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	445
ID do Gene	445
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-412 da ASS1 humana (NP_446464.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00966
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo