


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Histon H3 (R17) Dimetilado Assimétrico - Q16695/P68431 | Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000384



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para Histona H3 dimetilada assimetricamente na arginina 17 (R17). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Ideal para estudos de pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Histon H3-R17 Dimetilado Assimétrico                                                  |
| Observações/Apelido | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histona H3-R17 Dimetilada Assimetricamente |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | H3                                                                                                                        |
| GeneID              | 8290/8350                                                                                                                 |
| Imunogénio          | Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético dimetilado assimetricamente em torno da R17 da Histona H3 humana (NP_003520.1)  |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Metilados                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                  |
| Reação Cruzada      | Humano, Rato, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)                                                                          |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 15kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                              |