


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Histona H3-R2 Dimetilada Assimétrica (Q16695/P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000271



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a dimetilação assimétrica na arginina 2 da histona H3 (Q16695/P68431). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato e outras espécies.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Histona H3-R2 DiMetilada Assimétrica
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Histona H3-R2 DiMetilada Assimétrica
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo sintético dimetilado assimétrico em torno de R2 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Saco de gelo