

Anticorpo De Coelho Pab Anti-Histona H3-R26 Asimetricamente Dimetilada (Q16695 / P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000305



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à histona H3 assimetricamente dimetilada em R26 (Q16695/P68431), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Validado em Humano, Camundongo, Rato e outras espécies de ampla previsão. Ideal para estudos de cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo de Coelho pAb Anti-Histona H3-R26 Asimetricamente DiMetilada
Observações/Apelido	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; Histona H3-R26 Asimetricamente DiMetilada
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Transporte	Saco de gelo