


Anticorpo Monoclonal De Coelho Dimetil-Histona H3-R8 Assimétrica (Q16695/P68431) Para Pesquisa Em Epigenética

Número do item: CM0000249



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a dimetilação assimétrica na arginina 8 da Histona H3 (SWISS Q16695/P68431). Validado para WB, DB, IHC-P e ELISA. Adequado para estudos de epigenética e biologia da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DiMetil-Histona H3-R8 Assimétrica mAb de Coelho
Observações/Apelido	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histona H3; HIST1H3A; DiMetil-Histona H3-R8 Assimétrica
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo sintético dimetilado assimétrico em torno de R8 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco com gelo