


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Asymmetric Dimethyl-Histone H3-R8 (Q16695 / P68431) - Validado Para Wb, Ihc-P, Chip, Elisa

Número do item: CM0000374



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R8 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP. Reconhece humano, rato, rato e outras espécies (amplo espectro previsto). Ideal para estudos epigenéticos de metilação de arginina e regulação da cromatina. UniProt: Q16695 / P68431.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de Coelho Anti-Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R8
Observações/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético assimetricamente dimetilado em torno do R8 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Outros (Amplio Espectro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Saco de gelo