


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Asymmetric Dimethyl-Histone H4-R3 (P62805) Para Wb, Ihc-P, Elisa

Número do item: CM0000276



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para dimetilação assimétrica na Arg3 da histona H4 (Swiss-Prot P62805). Validado para Western blotting, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Prevê-se que reaja com humano, rato, rato e outras espécies, tornando-o uma ferramenta valiosa para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Asymmetric DiMethyl-Histone H4-R3
Observações/Apelido	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Asymmetric DiMethyl-Histone H4-R3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H4
GeneID	8359
Imunogênio	Peptídeo sintético; um peptídeo sintético dimetilado assimetricamente em torno do R3 do HIST2H4A humano (NP_003529.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Espectro Previsto)
SWISS	P62805
Peso Molecular da Proteína	11kDa
Transporte	Saco de Gelo