


Asymmetric Dimethyl-Histone H4-R3 Rabbit Pab | P62805 | Validado Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa

Número do item: CM0000262



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para a dimetilação assimétrica da histona H4 na arginina 3 (P62805). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Apresenta ampla reatividade cruzada com humano, camundongo, rato e outras espécies. Ideal para estudos epigenéticos e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Asymmetric DiMethyl-Histone H4-R3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Asymmetric DiMethyl-Histone H4-R3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Imunógeno	Um peptídeo sintético dimetilado assimétrico em torno de R3 da histona H4 humana (NP_003539.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P62805
Peso da Proteína	11 kDa
Envio	Saco de gelo