


Anticorpo Monoclonal De Coelho Atad2 Para Wb, Elisa - Q6PL18

Número do item: CM0003444



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho ATAD2 para Western Blot e ELISA, específico para ATAD2 humano (Q6PL18). Ideal para pesquisa em câncer de mama, sinalização do receptor de estrogênio e coativação transcrricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho ATAD2
Observações/Apelido	ANCCA; CT137; PRO2000; ATAD2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29028
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ATAD2 humano (Q6PL18)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6PL18
Peso da Proteína	159kDa
Remessa	Saco de gelo