

Anticorpo Monoclonal Ate1 De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095260

Número do item: CM0007212



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra ATE1 humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece ATE1 de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de arginilação N-terminal e degradação dependente de ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATE1 Rabbit mAb
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11101
GeneID	11101
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da ATE1 humana (NP_001001976.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095260
Peso Molecular da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo