

Anticorpo Policlonal De Coelho Atf1 Para Wb, Ip, Elisa - P18846

Número do item: CM0030597

introdução

Anticorpo policlonal de coelho ATF1 validado para WB, IP, ELISA em humanos e camundongos. Tem como alvo o fator de transcrição dependente de AMP cíclico ATF-1, uma proteína de ligação CRE chave envolvida na proliferação e transformação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATF1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TREB36; EWS-ATF1; FUS/ATF-1; ATF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	466
ID do Gene	466
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do ATF1 humano (NP_005162.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P18846
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo